

Piège – Détecteur Pro pour Mite et à drosophile Le AF Demi-Diamond

Ce piège a été créé et testé par des professionnels de la désinsectisation

1. Monter le piège AF DEMI DIAMOND suivant les illustrations à droite.
2. L'AF Demi-Diamond a été conçu comme un système de monitoring et de capture, à utiliser avec une gamme de plaquettes de glu spécifique à chaque espèce. Le réservoir au bas du moniteur peut contenir des substances attractives (appâts) qui augmentent l'attrait du piège pour les espèces ciblées.
Un moniteur par zone de 100 m² pour le monitoring en remplaçant la plaquette de glu tous les 3 mois ou lorsqu'elle est pleine d'insectes.
Ne pas placer à proximité des portes, fenêtres et courants d'air, au risque de dissiper la phéromone.
Le piège peut s'utiliser en position verticale, fixé à un mur, ou en position horizontale, fixé ou non.
3. **Pour les Mites des denrées stockées – Ephestia / Plodia :**
La plaquette de glu verte contient, dans la colle, une phéromone attractive à libération lente et ne nécessite donc pas de substance supplémentaire pour attirer les insectes. Dans les endroits ouverts, tels que hangars, zones de production, magasins.

Disponible en sachet alu de 10 ou boîte de 10 sachets alu de 10.

4. **Pour les Mites des vêtements – Tineola bisselliella :**
La plaquette de glu bleue contient, dans la colle, une phéromone attractive à libération lente et ne nécessite donc pas de substance supplémentaire pour attirer les insectes. Placer les moniteurs dans les zones favorites des mites des vêtements (Garde-robes, Musées, Stock de Tapis, ...).

Disponible en sachet alu de 10 ou boîte de 10 sachets de 10.

5. **Pour la Mouche du vinaigre – Drosophila :**
La plaquette de glu jaune contient, dans la colle, une phéromone attractive à libération lente mais l'on peut ajouter dans le réservoir un appât liquide ou toute autre substance qui fermente (Vin, bière, jus de fruit, morceaux de fruits).

Disponible en sachet alu de 10 ou boîte de 10 sachets de 10.

